

# Füll- und Verschließmaschinen

für Infusionsbeutel, Flaschen und Vials

## Serie BTA



## Beutelfüll- und Verschleißmaschinen Serie BTA



### **Standardausstattung:**

Rundschalttisch mit 12 oder  
24 Stationen

1-3 Füllstationen

auswechselbare Beutelzangen

Stopfeneindrücker

Verschleißstation mit Crimper

### **Zubehör:**

Beutelprüfeinrichtung

Begaseinrichtung

CIP/SIP – Reinigung

Laminar-Flow

automatischer Beutelauswurf

Betriebsdatenerfassung

## Beutelfüll- und Verschleißmaschinen Serie BTA



### **Maschinenausführung:**

Basisausführung für Intracon und Intracon Single Neck Beutel

Wechselformateile für verschiedenste Sonderbeutelformen

Umrüstsatz für Vials und Infusionsflaschen mit 20 bzw. 32 mm Standardverschluss

Umrüstsätze für Sonderverschlüsse auf Anfrage

Leistungsbereiche siehe Datentabelle

### **Basisdaten:**

Füllbereiche: 0,1 bis 5000 ml

Leistung: BTA 10 bis 500 Beutel/Stunde  
BTA 12 bis 900 Beutel/Stunde  
BTA 24 bis 1800 Beutel/Stunde

Erzielbare Genauigkeit: +/- 0,5% und besser

## Beutelfüll- und Verschließmaschinen Serie BTA

### Dosiersysteme:

Massedurchflussmesser

magnetisch induktiver Durchflussmesser

Turbinendurchflussmesser

peristaltische Dosierpumpe

u.a.

### **Maschinenaufbau**

Grundmaschine mit mechanischem Rundschalttisch mit 12 oder 24 Stationen

wahlweise links- oder rechtstaktende Ausführung

Grundrahmen in Schweißkonstruktion aus Formrohr 1.4301 (AISI 304)

Auswechselbare Beutelaufnahmen bzw. Flaschenhalter

manuelle Beutelaufgabe

automatisches Entfernen der Schutzkappe

Beutelinspektion und/oder Vorbegasung

Befüllung

Nachbegasung

Aufsetzen von Gummistopfen

Aufsetzen der Bördelkappe

Crimpstation

manueller oder automatischer Beutelauswurf